

低速大容量冷冻离心机分离操作结束后的注意事项

低速大容量冷冻离心机（以下简称离心机）分离操作结束后的注意事项：

一、离心机不能用手助停：

分离结束后，应由离心机自停，不能用手助停，以免沉淀物泛起、损坏离心转轴、碰伤人。

二、及时取出离心机转子：

离心机使用完毕后，要及时从离心机腔内取出转子，关闭电源。打开离心机上盖，使离心腔的温度升至室温。

离心机使用完毕后，若转子一直放在离心腔里，时间长了转子会卡死在离心轴上。为了取下转子，必须用力敲打，这样会严重损伤离心轴，甚至损坏离心机。因此分离结束后切记取下转子。

三、离心机用毕后的保养：

及时清除离心腔内的污物，用柔软棉布擦净离心腔内的冷凝水分。

四、填写离心机使用记录：

每台离心机都配备使用记录本，登记使用者、分离样品、转速、使用时间和离心机工作有无异常等。

来源：<http://www.fudizao.com>